



# Kompatibilitätsübersicht

Zubehör für Ihren CI-Audioprocessor auf einen Blick



# ÜBERSICHT KOMPATIBILITÄT

AUDIOPROZESSOREN UND ZUBEHÖR



FineTuner

FineTuner Echo

AudioKey 2 App

AudioLink

AudioStream

Phonak  
Übertragungsanlage

Induktions-  
schlinge



SONNET 2 • SONNET 2 EAS



entweder/  
oder



SONNET • SONNET EAS



entweder/  
oder



mit AudioLink



RONDO 3



mit T-Spulen-  
Adapter



mit T-Spulen-  
Adapter



RONDO 2



# ÜBERSICHT KONNEKTIVITÄT



AudioStream

AudioLink

Artone

Phonak Übertragungsanalge

## EMPFOHLEN FÜR

Telefonieren mit dem Smartphone oder Tablet\*  
Musikstreaming mit dem Smartphone oder Tablet\*  
Bimodales Streamen mit geeignetem Hörgerät und Smartphone\*

## EMPFOHLEN FÜR



Freihändiges Telefonieren  
Musikstreaming  
Fernsehen  
Mikrofon (kabellos)

## EMPFOHLEN FÜR

Freihändiges Telefonieren  
Kompatibel mit allen Hörhilfen mit Telespulen-Funktion  
Musikstreaming  
Fernsehen

## EMPFOHLEN FÜR

Vorträge & Meetings  
Verbindung zu allen Roger Sendern möglich  
Kombinierbar mit Hörgeräten, die eine Roger Empfangsmöglichkeit haben



\*Hinweis zu kompatiblen Smartphones, Tablets und Hörgeräten finden Sie unter:<https://bit.ly/46rUwo4>

# ÜBERSICHT ANWENDUNG

EMPFEHLUNGEN



AudioLink



AudioStream



Phonak Übertragsanlage



ARTONE\*\*



Batterieteilhülse



COMPUTER



Telefonate  
Videocalls



Streamen



mit kompatibel  
Tablet\*\*\*\*



abhängig von  
Phonak Sender\*



Bluetooth-Verbindung  
vorausgesetzt



Kopfhörer-Ausgang  
vorausgesetzt



TV



mit Amazon  
Fire-Cube\*\*\*



Bluetooth-Verbindung  
vorausgesetzt



Kopfhörer-Ausgang  
vorausgesetzt



SMARTPHONE / TABLET



Telefonate  
Videocalls



Kabelverbindung  
oder kabellos mit-  
tels Audio2Ear App



bimodales Streamen mit  
geeignetem Hörgerät und kompa-  
tiblem Smartphone möglich\*\*\*\*



abhängig von  
Phonak Sender\*



Bluetooth-Verbindung  
vorausgesetzt



Kopfhörer-Ausgang  
vorausgesetzt



VORTRAG / WORKSHOP



externes Mikrofon



\*\* Artone-3 MAX ist ein Produkt der Artone Communication Solutions

\*\*\* Amazon Fire-Cube ist ein Produkt von Amazon

\*\*\*\* Hinweise zu kompatiblen Smartphones und Hörgeräten finden Sie unter: <https://bit.ly/46rUwo4>

## Phonak Portfolio für Schule und Vorträge:



### Roger Touchscreen Mic

Dank seiner durchdachten Benutzeroberfläche ist das Roger Touchscreen Mic einfach und intuitiv zu nutzen. Mit einer automatischen Mikrofonfunktion wechselt es vom Einzelsprecher-Modus zum Small Group Modus, je nachdem, wie es platziert ist.

## für Erwachsene:



### Roger On™ / Roger On™ iN

Vielseitiges Mikrofon für anspruchsvolle und sehr dynamische Hörsituationen. Dank seiner MultiBeam 2.0 Technologie und dem Pointing Modus 2.0 können sich Anwender auf die Gespräche konzentrieren, die ihnen wirklich wichtig sind.



### Roger Select™ / Roger Select™

Ein Mikrofon, das sich ideal für stationäre Gespräche mit Hintergrundgeräuschen eignet. In der Tischmitte aufgestellt, richtet es sich automatisch auf den Sprecher aus und wechselt übergangslos zwischen den Gesprächspartnern. Wenn mehrere Gespräche gleichzeitig stattfinden, kann der Zuhörer manuell den Sprecher, dem er zuhören möchte, auswählen.



### Roger Table Mic II / Roger Table Mic II iN

Ein ideales Mikrofon für Berufstätige mit Hörverlust, die häufiger an Meetings teilnehmen. Es wählt den Sprecher aus und wechselt automatisch zwischen den Gesprächsteilnehmern. Mehrere Roger Table Mic IIs können zu einem Netzwerk verbunden werden, wodurch sie ideal für große Meetings sind.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: [www.phonak.com](http://www.phonak.com)

# 1

## MED-EL Kundenservice

Der direkteste Draht zu MED-EL: Ein kompetentes und freundliches Service Team berät Sie bei allen Fragen und Problemen rund um Ihr MED-EL Hörsystem – persönlich, individuell und schnell. Am Telefon oder per Mail, wie es für Sie am angenehmsten ist, denn Ihre Zufriedenheit ist unser höchstes Ziel!

**Tel. +49 (0)8151 - 7703 30**

Servicenummer für Deutschland,  
werktags von 08:00 - 16:30 Uhr

**service@medel.de**

MED-EL Elektromedizinische Geräte Deutschland GmbH  
Moosstr. 7 | 82319 Starnberg | medel.de

# 2

## MED-EL Care Center

Fachkundige Beratung und persönlicher Service rund um alle MED-EL Hörsysteme und dazu passende Ersatzteile und Zubehör. Wir helfen gerne, für Sie die passende Hörlösung, Zubehör und Rehabilitationsmaterial zu finden und freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere neun Care Center in Deutschland finden Sie auf der Rückseite, auf unserer Website [medel.de](http://medel.de) unter „Care Center“ in der Menüleiste ganz oben oder Sie nutzen den QR-Code.



# 3

Mit unseren speziell geschulten MED-EL Partnern stehen Ihnen bundesweit über 300 kompetente Ansprechpartner zur Verfügung – ganz in Ihrer Nähe. Hier bekommen Sie Ersatzteile, Beratung und eine individuelle Betreuung auch **außerhalb unserer Öffnungszeiten** – zu den gängigen Ladenöffnungszeiten, z. T. auch samstags.

Sie finden unsere Service Partner ganz einfach auf unserer Website [medel.de](http://medel.de) unter „Service Partner“ in der Menüleiste ganz oben.

Lizenziertes  
Partner

**MED-EL**  
Service & Care



MED-EL Care Center™ Berlin  
Novalisstr. 7 | 10115 Berlin  
Tel. +49 30 38377950 | Fax +49 30 38377955 | cc-berlin@medel.com

MED-EL Care Center™ Bochum  
Brückstraße 5-13 | 44787 Bochum  
Tel. +49 234 60272334 | Fax +49 234 60272332 | cc-bochum@medel.com

MED-EL Care Center™ Dresden  
Pfortenhauerstraße 109 | 01307 Dresden  
Tel. +49 351 31270790 | cc-dresden@medel.com

MED-EL Care Center™ Frankfurt  
Gartenstr. 179 | 60596 Frankfurt am Main  
Tel. +49 69 27295735 | Fax +49 69 27295736 | cc-frankfurt@medel.com

MED-EL Care Center™ Hannover  
Deutsches HörZentrum Hannover | Karl-Wiechert-Allee 3 | 30625 Hannover  
Tel. +49 511 2289952 | cc-hannover@medel.com

MED-EL Care Center™ Leipzig  
Goldschmidtstraße 28A | 04103 Leipzig  
Tel. +49 341 23870001 | cc-leipzig@medel.com

MED-EL Care Center™ München Haidhausen  
Hörzentrum München | Ismaninger Str. 33 | 81675 München  
Tel. +49 89 45079883 | cc-muenchen-haidhausen@medel.com

MED-EL Care Center™ München Innenstadt  
Pettenkoferstr. 4a | 80336 München  
Tel. +49 89 440053787 | cc-muenchen-innenstadt@medel.com

MED-EL Care Center™ Tübingen  
Gesundheitszentrum Tübingen | Hoppe-Seyler-Straße 6 | 72076 Tübingen  
Tel. +49 7071 5497898 | Fax +49 7071 5496162 | cc-tuebingen@medel.com

MED-EL Elektromedizinische Geräte Deutschland GmbH  
Moosstraße 7 | 82319 Starnberg | Tel. +49 8151 7703-30 | info@medel.de